



Grundausrüstung

- Motilo Style Oberkörper-Positionierungs-Sattel nach Maß inkl. Klettbegurtung sowie winkel- und höhenverstellbarem Satteladapter (60° - 90°)
- Motilo Rahmengestell in entsprechender Größe inkl. Lenkergriff, Gehäuse sowie Skaterrollen mit Feststellbremse und abnehmbarer Rückenstütze

☐ Bestellung		☐ Angebot	
Rechnungsanschrift		Lieferanschrift	☐ entspricht Rechnungsanschrift
KD.-Nr.		KD.-Nr.	
Name*		Name	
Straße		Straße	
PLZ/Ort		PLZ/Ort	
E-Mail*		E-Mail	
Tel.		Tel.	
Kommission		Besteller	
Auftrag*		KD.-Nr.	
Name		Name	
Patientendaten		E-Mail	
Alter		Tel.	
Größe (cm)			
Gewicht			

*Pflichtfeld – ohne Angabe ist keine Bearbeitung möglich

Maßangaben Oberkörper-Positionierungs-Sattel (zwingend erforderlich)

Modellierungsmaße Orthese (in cm)

Tiefe Pelotten

geteilt/flex

Patientenmaße in cm

Clavicula

Maße über Kleidung

Tiefe	Breite	Höhe*	
			Schulter
			Achsel
			Brustbeinfortsatz
			Taille
			Spinnen

Level 0 / *Maß ab Schritt

Messvorlage Körpermaße frontal (Breite)

Schulter

Brustbeinfortsatz

Spinnen

Clavicula

Achsel

Taille

Level 0 / Maß ab Schritt

Messvorlage Körpermaße seitlich (Tiefe)

Brustbeinfortsatz

Spinnen

Schulter

Achsel

Taille

Level 0 / Maß ab Schritt

Maße Rahmengestell

	Gr. 0	Gr. 1	Gr. 2	Gr. 3
Länge	650 – 750 mm	850 – 950 mm	1020 – 1120 mm	1200 – 1350 mm
Breite vorne	480 mm	600 mm	700 mm	800 mm
Breite hinten	370 mm	460 mm	530 mm	600 mm
Schrittmaß*	215 – 380 mm	360 – 515 mm	500 – 650 mm	550 – 800 mm
Neigungswinkel	60° - 90°	60° - 90°	60° - 90°	60° - 90°
Lenkerhöhe	450 – 710 mm	640 – 880 mm	800 – 1.070 mm	950 – 1.320 mm
Lenkerbreite	270 mm	350 mm	450 mm	450 mm
Gewicht Rahmen	8,5 kg	10,5 kg	12,5 kg	14,0 kg



Nutzergewicht- und Körpermaße (max.)


	Alter	Körpergröße	Schrittmaß*	Gewicht
Motilo Gr. 0	3 - 5	1,00 m	21,5 – 38 cm	15 kg
Motilo Gr. 1	4 - 6	1,20 m	38 – 51 cm	20 kg
Motilo Gr. 2	7 - 12	1,40 m	50 – 65 cm	35 kg
Motilo Gr. 3	Jugendliche	1,60 m	65 – 80 cm	60 kg

*Höhe vom Boden bis zum Schritt

Grundausstattung

	Art. Nr.	Stk.	Produkt	Abb.
☐	2010	—	Motilo Style Oberkörper-Positionierungs-Sattel nach Maß für Gestell Gr. 0	
☐	2012	—	Motilo Style Oberkörper-Positionierungs-Sattel nach Maß für Gestell Gr. 1	
☐	2014	—	Motilo Style Oberkörper-Positionierungs-Sattel nach Maß für Gestell Gr. 2	
☐	2016	—	Motilo Style Oberkörper-Positionierungs-Sattel nach Maß für Gestell Gr. 3	
☐	2098	—	Motilo Rahmengestell Anterior Lauflernhilfe Gr. 0	
☐	2099	—	Motilo Rahmengestell Anterior Lauflernhilfe Gr. 1 HMF-Nr. (T1) T00EVO-300	
☐	2100	—	Motilo Rahmengestell Anterior Lauflernhilfe Gr. 2	
☐	2101	—	Motilo Rahmengestell Anterior Lauflernhilfe Gr. 3	

Zubehör / Ersatzteile				
	Art. Nr.	Stk.	Produkt	Abb.
☐	2224	—	Sattelkorsett-Adapter für Gr. 0-1: 5 cm Verlängerung	
☐	2129	—	Sattelkorsett Adapter Rahmengröße 0-1	
☐	2130	—	Sattelkorsett-Adapter für Gr. 2-3	
			Für die Rahmengestelle Gr. 0+1 sind die Adapter für den Sattel identisch. Ebenso für die Rahmengestelle Gr. 2+3. Bei einem Wechsel der Rahmengestell-Gr. von 1 auf 2 muss bei gleichbleibendem Oberkörper-Positionierungs-Sattel zusätzlich ein neuer Sattel-Adapter bestellt werden.	
☐	2021	—	Führungstange für Begleitpersonen	
☐	2017	—	Bereifung, Skaterrolle 75 mm Ø 2-Paar für Gr.0 lenkbar, omnidirektional ohne Feststellbremse (inklusive)	
☐	2018	—	Bereifung, Skaterrolle 75 mm Ø 2-Paar für Gr.0 lenkbar, omnidirektional mit Feststellbremse (inklusive)	
☐	2089	—	Bereifung, Skaterrolle 100 mm Ø für Gr.1-3 lenkbar, omnidirektional ohne Feststellbremse (inklusive)	
☐	2090	—	Bereifung, Skaterrolle 100 mm Ø für Gr.1-3 lenkbar, omnidirektional mit Feststellbremse (inklusive)	
☐	2019	—	Bereifung pannensicher für Außenbereich ohne Bremse	
☐	2180	—	Bereifung 75 mm Ø mit Lenkstopp, Richtungsweiser 4er-Set, grün & rot HMV-Nr. T0021-1	
☐	2181	—	Bereifung 100 mm Ø mit Lenkstopp, Richtungsweiser 4er-Set, grün & rot HMV-Nr. T0021-2	
☐	2169	—	2er-Set Unterarmauflage inkl. Griff Gr.1 HMV-Nr. T0090-K1	
☐	2173	—	Unterarmauflage inkl. Griff Gr. 1, einzeln HMV-Nr. T0090-K1	
☐	2174	—	2er-Set Unterarmauflage inkl. Griff Gr. 2 HMV-Nr. T0090-K2	
☐	2175	—	Unterarmauflage inkl. Griff Gr. 2, einzeln HMV-Nr. T0090-K2	


Zubehör / Ersatzteile				
	Art. Nr.	Stk.	Produkt	Abb.
☐	2219	—	Motilo Beinseparator für Gr. 0 Sattelorthese nach Maß HMV-Nr. T00EVO-204-1	
☐	2088	—	Motilo Beinseparator für Gr. 1 Sattelorthese nach Maß HMV-Nr. T00EVO-204-1	
☐	2220	—	Motilo Beinseparator für Gr. 2 Sattelorthese nach Maß HMV-Nr. T00EVO-204-1	
☐	2221	—	Motilo Beinseparator für Gr. 3 Sattelorthese nach Maß HMV-Nr. T00EVO-204-1	
☐	2022	—	Therapietischaufnahme	
☐	2023	—	Therapietisch, weiß Gr. 1 (500 x 600 mm)	
☐	2024	—	Therapietisch, weiß Gr. 2 (600 x 700 mm)	
☐	2025	—	Therapietisch, transparent Gr. 1 (500 x 600 mm)	
☐	2026	—	Therapietisch, transparent Gr. 2 (600 x 700 mm)	
☐	2027	—	Therapietisch, weiß Gr. 0 (standard Janton)	
☐	2028	—	Therapietisch, schwarz Gr. 0 (standard Janton)	
☐	2029	—	Therapietisch, transparent Gr. 0 (standard Janton)	
☐	2020	—	Therapielenker, tiefen - und höhenverstellbar	
☐	2031	—	Kopfstütze und Kopfstützenanlagehalterung (1) inkl. Hinterhauptpolster, tiefen- & höhenverstellbar (Kopfstütze nur in Kombination mit Rückenstütze)	
☐	2030	—	Kopfstützenanlagehalterung (1)	
☐	2215	—	Motilo Evo Kopfstütze inkl. Hinterhauptpolster, verstellbar (2) und Kopfstützenanlagehalterung (1) Nur in Kombination mit Rückenstütze HMV-Nr. T00EVO-205-1AL205	

Zubehör / Ersatzteile

	Art. Nr.	Stk.	Produkt	Abb.
	2187	_____	maßgefertigte Kopfstütze inkl. Hinterhauptpolster, tiefen- und höhenverstellbar (Maße bereitstellen* Kopfstütze nur in Kombination mit Rückenstütze)	
☐	*Innenmaße Kopfstütze			
	Tiefe	_____ mm		
	Höhe	_____ mm		
	Breite	_____ mm		

Farben

Polsterfarbe / Innenfarbe				Rahmengestellfarbe			
☐	Rot	☐	Orange	☐	Hellblau	☐	Dunkelblau
☐	Schwarz	☐	Grün	☐	Pink	☐	Rot
☐	Gelb	☐	Pink	☐	Schwarz	☐	Pastellgrün
☐	Blau			☐	Lila		
Gehäusefarbe				Außenfarbe / Transferpapier			
☐	Rot	☐	Gelb	Klicken Sie hier , um sich die Außenfarben anzeigen zu lassen			
☐	Schwarz	☐	Weiß		Art-Nr.		
				☐	alternativ: Außenfarbe / Transferpapier stellt Kunde		



Für Sie als Sanitätshaus-Team:
Der Motilo ist noch neu für Sie?
Kein Problem. Der QR-Code
führt Sie zu einer praxisnahen
Anleitung zum richtigen
Maßnehmen.